



Nalgene[®] Silanized Glass Vials

Artikelbilder



Beschreibung

Silanized Glass Vials Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder zum Lagern von Materialien mit diesen vorbehandelten, silanisierten Fläschchen. Beschreibung: Amber glass vial with closure Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.669 in. Volumen (metrisch): 8 mL Höhe (angloamerikanisch): 2.362 in. Auskleidungsmaterial: PTFE/Foam Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.27 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 8 mL Fläschchentyp: Schraube Verschlussstyp: Schraubverschluss mit Septum Menge: 100 Kartons Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 15-425 Unit Size: Each Beschreibung: Amber glass vial with closure Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.669 in. Volumen (metrisch): 8 mL Höhe (angloamerikanisch): 2.362 in. Auskleidungsmaterial: PTFE/Foam Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.27 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 8 mL Fläschchentyp: Schraube Verschlussstyp: Schraubverschluss mit Septum Menge: 100 Kartons Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 15-425 Unit Size: Each Beschreibung: Amber glass vial with closure Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.669 in. Volumen (metrisch): 8 mL Höhe (angloamerikanisch): 2.362 in. Auskleidungsmaterial: PTFE/Foam Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.27 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 8 mL Fläschchentyp: Schraube Verschlussstyp: Schraubverschluss mit Septum Menge: 100 Kartons Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 15-425 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3665
Hersteller (Marke)	Nalgene

