



Nalgene[®] Silanized Glass Vials

Artikelbilder



Beschreibung

Silanized Glass Vials Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder zum Lagern von Materialien mit diesen vorbehandelten, silanisierten Fläschchen. Beschreibung: Clear glass vial 12 x 32 closed top closure Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.472 in. Volumen (metrisch): 2 mL Höhe (angloamerikanisch): 1.26 in. Auskleidungsmaterial: PTFE Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.068 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 2 mL Verschlussmaterial: PTFE Verschlusstyp: Schraubverschluss (oben geschlossen) Höhe (metrisch): 32 mm Menge: 100 Kartons Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 8-425 Unit Size: Each Beschreibung: Clear glass vial 12 x 32 closed top closure Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.472 in. Volumen (metrisch): 2 mL Höhe (angloamerikanisch): 1.26 in. Auskleidungsmaterial: PTFE Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.068 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 2 mL Verschlussmaterial: PTFE Verschlusstyp: Schraubverschluss (oben geschlossen) Höhe (metrisch): 32 mm Menge: 100 Kartons Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 8-425 Unit Size: Each Beschreibung: Clear glass vial 12 x 32 closed top closure Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.472 in. Volumen (metrisch): 2 mL Höhe (angloamerikanisch): 1.26 in. Auskleidungsmaterial: PTFE Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.068 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 2 mL Verschlussmaterial: PTFE Verschlusstyp: Schraubverschluss (oben geschlossen) Höhe (metrisch): 32 mm Menge: 100 Kartons Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 8-425 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3698
Hersteller (Marke)	Nalgene

