



Nalgene[®] TMT10plex Reagenzienset zur Isobarenmarkierung

Artikelbilder

Beschreibung

TMT10plex Reagenzienset zur Isobarenmarkierung Für die quantitative Multiplex-Proteinexpressionsanalyse mittels Massenspektrometrie Marker oder Farbstoff: Tandem Mass Tagtrade; (TMT)-Marker Menge: 30 Reaktionssätze Nachweisverfahren: Massenspektrometrie Endprodukttyp: Protein Ausgangsmaterial: Zellysat Workflow Step: Proteinmarkierung Zur Verwendung mit (Geräte): Massenspektrometer Produkttyp: TMT10plex Reagenzset zur Isobarenmarkierung Produktlinie: TMT10plextrade;

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3490
Hersteller (Marke)	Nalgene

