



Nalgene® TOC-zertifizierte Behälter

Artikelbilder



Beschreibung

TOC-zertifizierte Behälter Unsere zertifizierten Low-Level-Flaschen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon). TOC-zertifizierte Produkte wurden nach genauen Standards hergestellt, verpackt und geprüft.

Beschreibung: Screw thread glass tube (round bottom) silanized 16 x 125, Certified It;20ppb TOC Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.563 in. Volumen (metrisch): 18 mL Höhe (angloamerikanisch): 5 in. Füllstand: Certified Auskleidungsmaterial: PTFE/Silikon-Septum Anzahl pro Karton: 255 Volumen (angloamerikanisch): 0.6 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 18 mL Fläschchentyp: Schraube Zertifizierung/Konformität: Getestet, trägt laut Zertifizierung 20 ppb bei; Analysezertifikat beiliegend Typ: Behälter Verschlussgröße: 15-425 Unit Size: Each Beschreibung: Screw thread glass tube (round bottom) silanized 16 x 125, Certified It;20ppb TOC Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.563 in. Volumen (metrisch): 18 mL Höhe (angloamerikanisch): 5 in. Füllstand: Certified Auskleidungsmaterial: PTFE/Silikon-Septum Anzahl pro Karton: 255 Volumen (angloamerikanisch): 0.6 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 18 mL Fläschchentyp: Schraube Zertifizierung/Konformität: Getestet, trägt laut Zertifizierung 20 ppb bei; Analysezertifikat beiliegend Typ: Behälter Verschlussgröße: 15-425 Unit Size: Each Beschreibung: Screw thread glass tube (round bottom) silanized 16 x 125, Certified It;20ppb TOC Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.563 in. Volumen (metrisch): 18 mL Höhe (angloamerikanisch): 5 in. Füllstand: Certified Auskleidungsmaterial: PTFE/Silikon-Septum Anzahl pro Karton: 255 Volumen (angloamerikanisch): 0.6 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 18 mL Fläschchentyp: Schraube Zertifizierung/Konformität: Getestet, trägt laut Zertifizierung 20 ppb bei; Analysezertifikat beiliegend Typ: Behälter Verschlussgröße: 15-425 Unit Size: Each Beschreibung: Screw thread glass tube (round bottom) silanized 16 x 125, Certified It;20ppb TOC Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.563 in. Volumen (metrisch): 18 mL Höhe (angloamerikanisch): 5 in. Füllstand: Certified Auskleidungsmaterial: PTFE/Silikon-Septum Anzahl pro Karton: 255 Volumen (angloamerikanisch): 0.6 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 18 mL Fläschchentyp: Schraube Zertifizierung/Konformität: Getestet, trägt laut Zertifizierung 20 ppb bei; Analysezertifikat beiliegend Typ: Behälter Verschlussgröße: 15-425 Unit Size: Each Beschreibung: Screw thread glass tube (round bottom) silanized 16 x 125, Certified It;20ppb TOC Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.563 in. Volumen (metrisch): 18 mL Höhe (angloamerikanisch): 5 in. Füllstand: Certified Auskleidungsmaterial: PTFE/Silikon-Septum Anzahl pro Karton: 255 Volumen (angloamerikanisch): 0.6 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 18 mL Fläschchentyp: Schraube Zertifizierung/Konformität: Getestet, trägt laut Zertifizierung 20 ppb bei; Analysezertifikat beiliegend Typ: Behälter Verschlussgröße: 15-425 Unit Size: Each Beschreibung: Screw thread glass tube (round bottom) silanized 16 x 125, Certified It;20ppb TOC Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.563 in. Volumen (metrisch): 18 mL Höhe (angloamerikanisch): 5 in. Füllstand: Certified Auskleidungsmaterial: PTFE/Silikon-Septum Anzahl pro Karton: 255 Volumen (angloamerikanisch): 0.6 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 18 mL Fläschchentyp: Schraube Zertifizierung/Konformität: Getestet, trägt laut Zertifizierung 20 ppb bei; Analysezertifikat beiliegend Typ: Behälter Verschlussgröße: 15-425 Unit Size: Each Beschreibung: Screw thread glass tube (round bottom) silanized 16 x 125, Certified It;20ppb TOC Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.563 in. Volumen (metrisch): 18 mL Höhe (angloamerikanisch): 5 in. Füllstand: Certified Auskleidungsmaterial: PTFE/Silikon-Septum Anzahl pro Karton: 255 Volumen (angloamerikanisch): 0.6 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 18 mL Fläschchentyp: Schraube Zertifizierung/Konformität: Getestet, trägt laut Zertifizierung 20 ppb bei; Analysezertifikat beiliegend Typ: Behälter Verschlussgröße: 15-425 Unit Size: Each Beschreibung: Screw thread glass tube (round bottom) silanized 16 x 125, Certified It;20ppb TOC Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.563 in. Volumen (metrisch): 18 mL Höhe (angloamerikanisch): 5 in. Füllstand: Certified Auskleidungsmaterial: PTFE/Silikon-Septum Anzahl pro Karton: 255 Volumen (angloamerikanisch): 0.6 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 18 mL Fläschchentyp: Schraube Zertifizierung/Konformität: Getestet, trägt laut Zertifizierung 20 ppb bei; Analysezertifikat beiliegend Typ: Behälter Verschlussgröße: 15-425 Unit Size: Each Beschreibung: Screw thread glass tube (round bottom) silanized 16 x 125, Certified It;20ppb TOC Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.563 in. Volumen (metrisch): 18 mL Höhe (angloamerikanisch): 5 in. Füllstand: Certified Auskleidungsmaterial: PTFE/Silikon-Septum Anzahl pro Karton: 255 Volumen (angloamerikanisch): 0.6 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 18 mL Fläschchentyp: Schraube

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3658
Hersteller (Marke)	Nalgene

