



## SI Analytics<sup>®</sup> Sterilin Autoklavierbeutel

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Sterilin Autoklavierbeutel Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck „Biogefährdung“. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen. Beschreibung: Autoclave bags (HDPE) Anzahl pro Karton: 500 Temperaturbereich (metrisch): 121deg;C Abmessungen (L x B): 610 x 406mm Länge (angloamerikanisch): 24 in. Breite (angloamerikanisch): 16 in. Unit Size: Case of 500

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SI-0235
Hersteller (Marke)	SI Analytics

