



## SI Analytics® Sterilin Autoklavierbeutel

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Sterilin Autoklavierbeutel Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck „Biogefährdung“. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen. Beschreibung: Autoklavbeutel (PP) Anzahl pro Karton: 200 Temperaturbereich (metrisch): 135deg;C Abmessungen (L x B): 610 x 406 mm Länge (angloamerikanisch): 24 in. Breite (angloamerikanisch): 16 in. Unit Size: Case of 200

### Zusätzliche Informationen

---

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Art.-Nr.           | SI-0232      |
| Hersteller (Marke) | SI Analytics |

