



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SI Analytics® Sterilin Autoklavierbeutel

350,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Sterilin Autoklavierbeutel Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck „Biogefährdung“. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen. Beschreibung: Autoklavierbeutel (PP) Anzahl pro Karton: 500- Temperaturbereich (metrisch): 135 deg;C Abmessungen (L x B): 601 x 406 mm Länge (angloamerikanisch): 24 in. Breite (angloamerikanisch): 16 in. Unit Size: Case of 500

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SI-0236
Hersteller (Marke)	SI Analytics
Transporttemperatur	Raumtemperatur

