



SI Analytics[®] Sterilin Autoklavierbeutel

Artikelbilder

Beschreibung

Sterilin Autoklavierbeutel Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck „Biogefährdung“. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen. Beschreibung: Autoklavbeutel (PP) Anzahl pro Karton: 500 Temperaturbereich (metrisch): 135deg;C Abmessungen (L x B): 660 x 305 mm Länge (angloamerikanisch): 26 in. Breite (angloamerikanisch): 12 in. Unit Size: Case of 500

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SI-0234
Hersteller (Marke)	SI Analytics

