



SI Analytics® Sterilin Dippas, 30 ml

Artikelbilder

Beschreibung

Sterilin Dippas, 30 ml Mit den Thermo Scientific Sterilin Dippas kann die Probenahme und der Transport der Proben ins Labor im selben Behälter erfolgen, sodass Kreuzkontaminationen vermieden werden. Kapazität (metrisch): 250 ml Closure Included: Ja Form: Zylinder Sterilität: Irradiated Typ: Behälter Volumen (metrisch): 250 mL Verschlusstyp: Schraubverschluss Verschlussmaterial: Metall Beschreibung: Dippa, Schraubverschluss Länge (metrisch): 334 mm Unit Size: Case of 50

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SI-0165
Hersteller (Marke)	SI Analytics

