



SI Analytics® Sterilin nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter

Artikelbilder

Beschreibung

Sterilin nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter Thermo Scientific Sterilin Nicht pyrogene Behälter aus Polystyrol eignen sich für Sterilitäts- und Endotoxin-Prüfungen. Kapazität (metrisch): 250 ml Closure Included: Ja Form: Zylinder Typ: Behälter Volumen (metrisch): 250 mL Verschlussmaterial: Metall Beschreibung: Pyrogenfreier Behälter Höhe (metrisch): 119.5 mm Beschriftung: Bedruckt Zertifizierung/Konformität: Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. Zertifiziert Endotoxin-frei bei lt;0.01 EU/m. Anzahl pro Karton: 50 Unit Size: Case of 50

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SI-0161
Hersteller (Marke)	SI Analytics

