



SI Analytics[®] Sterilin nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter

Artikelbilder

Beschreibung

Sterilin nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter Thermo Scientific Sterilin Nicht pyrogene Behälter aus Polystyrol eignen sich für Sterilitäts- und Endotoxin-Prüfungen. Kapazität (metrisch): 7 ml Closure Included: Ja Form: Zylinder Typ: Behälter Volumen (metrisch): 7 mL Verschlussmaterial: Polyethylen Beschreibung: Pyrogenfreier Behälter Höhe (metrisch): 50.2 mm Beschriftung: Bedruckt Zertifizierung/Konformität: Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. Zertifiziert Endotoxin-frei bei lt;0.01 EU/m. Anzahl pro Karton: 700 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SI-0126
Hersteller (Marke)	SI Analytics

