



SI Analytics[®] Sterilin nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter

Artikelbilder

Beschreibung

Sterilin nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter Thermo Scientific Sterilin Nicht pyrogene Behälter aus Polystyrol eignen sich für Sterilitäts- und Endotoxin-Prüfungen. Kapazität (metrisch): 30mL Closure Included: Ja Form: Zylinder Typ: Behälter Volumen (metrisch): 30 mL Verschlussmaterial: Polypropylen Beschreibung: Pyrogenfreier Behälter Höhe (metrisch): 94 mm Beschriftung: Bedruckt Zertifizierung/Konformität: Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. Zertifiziert Endotoxin-frei bei lt;0.01 EU/m. Anzahl pro Karton: 400 Unit Size: Case of 400

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SI-0115
Hersteller (Marke)	SI Analytics

