



SI Analytics® Sterilin™ BenchGuard

Artikelbilder



Beschreibung

Sterilin™ BenchGuard Schützen Sie Ihre Bänke und anderen Oberflächen gegen verschüttete Flüssigkeiten mit dem enorm saugfähigen Thermo Scientific Sterilin BenchGuard. Produkttyp: Tischschutz Extinktion: 800mL/msup2/sup Länge (angloamerikanisch): 1,607612 ft. Länge (metrisch): 0,6 m Breite (angloamerikanisch): 1,6076 ft. Breite (metrisch): 0,49 m Beschreibung: BenchGuard Extra Menge: 50 x Bögen Unit Size: Case of 1

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SI-0301
Hersteller (Marke)	SI Analytics

