



## SI Analytics<sup>®</sup> Sterilin<sup>™</sup> BenchGuard

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Sterilin™ BenchGuard Schützen Sie Ihre Bänke und anderen Oberflächen gegen verschüttete Flüssigkeiten mit dem enorm saugfähigen Thermo Scientific Sterilin BenchGuard. Produkttyp: Tischschutz Extinktion: 400 ml/msup2/sup Länge (angloamerikanisch): 1,607612 ft. Länge (metrisch): 0,6 m Breite (angloamerikanisch): 1,607612 ft. Breite (metrisch): 0,49 m Beschreibung: BenchGuard Menge: 100 x Bögen Unit Size: Case of 100

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SI-0300
Hersteller (Marke)	SI Analytics

