



Thermo Scientific 1000 ml-Flasche aus Polypropylen

Artikelbilder

Beschreibung

1000 ml-Flasche aus Polypropylen Maximieren Sie den Durchsatz durch die Kombination von 1000-ml-Flaschen aus Polypropylen mit Thermo Scientific Rotoren. Verschlussmaterial: Polypropylen Zur Verwendung mit (Geräte): TX-1000, BIOFlex HC Rotoren Kapazität (metrisch): 1000 mL Kapazität (angloamerikanisch): 33,81 oz. Beschreibung: 1000 ml-Flasche aus Polypropylen Typ: Flasche Unit Size: Pack of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2340
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

