




Thermo Scientific 8-Kanal-Decapper für Schraubverschlüsse

Artikelbilder



Beschreibung

8-Kanal-Decapper für Schraubverschlüsse Verarbeiten Sie mit diesem ergonomischen, manuellen Capper/Decapper ein komplettes Gestell mit Thermo Scientific Matrix oder Thermo Scientific Nunc Röhren in weniger als einer Minute. Akkulaufzeit: Mindestens 20 Gestelle, Ver- oder Entdeckeln Frequenz: 50/60 Hz Geschwindigkeit: 4 Sekunden zum Ver- oder Entdeckeln von 8 Röhren Typ: Gerät zum Deckeln und Entdeckeln Kompatible Lagerungsröhren: Matrix-Röhren Entdecklungsformat: 8-Kanal Beschreibung: 8-kanaliges Handgerät mit Ständer zum Schließen und Öffnen von Schraubverschlüssen für Matrixröhren Abmessungen (L x B x H): 25,1 x 9,5 x 5 cm (9,87 x 3,76 x 2 in.) Elektrische Anforderungen: 110 bis 240 V, 50/60 Hz Höhe (angloamerikanisch): 2 in. Länge (angloamerikanisch): 9.87 in. Nettogewicht (angloamerikanisch): 0.97 lb. Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Betrieb: Handbedienung über Umschalter Aufladezeit: 90 min Spannung: 110/240 V Breite (angloamerikanisch): 3.76 in. Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0128
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

