



Thermo Scientific 8-Kanal-Decapper für Schraubverschlüsse

Artikelbilder



Beschreibung

8-Kanal-Decapper für Schraubverschlüsse Verarbeiten Sie mit diesem ergonomischen, manuellen Capper/Decapper ein komplettes Gestell mit Thermo Scientific Matrix oder Thermo Scientific Nunc Röhrchen in weniger als einer Minute. Akkulaufzeit: Mindestens 20 Gestelle, Ver- oder Entdeckeln Frequenz: 50/60 Hz Geschwindigkeit: 4 Sekunden zum Ver- oder Entdeckeln von 8 Röhrchen Typ: Gerät zum Deckeln und Entdeckeln Entdeckelungsformat: 8-Kanal Beschreibung: Capper/Decapper spare power supply Abmessungen (L x B x H): 25,1 x 9,5 x 5 cm (9,87 x 3,76 x 2 in.) Elektrische Anforderungen: 110 to 240V 50/60Hz Höhe (angloamerikanisch): 2 in. Länge (angloamerikanisch): 9.87 in. Nettogewicht (angloamerikanisch): 0.97 lb. Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Aufladezeit: 90 min. Spannung: 110/240 V Breite (angloamerikanisch): 3.76 in. Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0131
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

