



## Thermo Scientific 8-Kanal-Decapper für Schraubverschlüsse

### Artikelbilder

### Beschreibung

8-Kanal-Decapper für Schraubverschlüsse Verarbeiten Sie mit diesem ergonomischen, manuellen Capper/Decapper ein komplettes Gestell mit Thermo Scientific Matrix oder Thermo Scientific Nunc Röhrchen in weniger als einer Minute. Akkulaufzeit: Minimum 20 Racks, Cap and Decap Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; 8-Channel Screw Cap Decapper (4105MAT, 4105NUN). Entdeckelungsformat: 8-Channel Beschreibung: Stand for Capper/Decapper Abmessungen (L x B x H): 9.87 x 3.76 x 2 in. (25.1 x 9.5 x 5 cm) Elektrische Anforderungen: 110 to 240V 50/60Hz Höhe (angloamerikanisch): 2 in. Länge (angloamerikanisch): 9.87 in. Nettogewicht (angloamerikanisch): 0.97 lb. Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Betrieb: Hand Operation via Toggle-Switch Aufladezeit: 90 min. Spannung: 110/240 V Breite (angloamerikanisch): 3.76 in. Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr.           | TA-0130           |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |

