



Thermo Scientific Abgene 96-Well, 2.2 ml-Polypropylen-Deepwell-Lagerungsplatte

Artikelbilder

Beschreibung

Abgene 96-Well, 2.2 ml-Polypropylen-Deepwell-Lagerungsplatte 2,2 ml DeepWell-Lagerungsplatten zur Kultivierung oder Lagerung großer Proben. Array: 8 x 12 Boden: U Zertifizierung/Konformität: Certified RNase, DNase, and human DNA Free. ANSI Compliant Farbe: Naturfarben Max. RZB: 5000 x g Anzahl pro Karton: 50 Menge: 50/Cs. Anzahl pro Packung: 1 Kennzeichnung: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Anzahl Wells: 96 Produktlinie: Abgene™ Verpackung: 50 Kartons Typ: -Well Platte Format: Standard Wellform: Quadratisch Unit Size: Case of 50 Array: 8 x 12 Boden: U Zertifizierung/Konformität: Certified RNase, DNase, and human DNA Free. ANSI Compliant Farbe: Naturfarben Max. RZB: 5000 x g Anzahl pro Karton: 50 Menge: 50/Cs. Anzahl pro Packung: 1 Kennzeichnung: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Anzahl Wells: 96 Produktlinie: Abgene™ Verpackung: 50 Kartons Typ: -Well Platte Format: Standard Wellform: Quadratisch Unit Size: Case of 50 Array: 8 x 12 Boden: U Zertifizierung/Konformität: Certified RNase, DNase, and human DNA Free. ANSI Compliant Farbe: Naturfarben Max. RZB: 5000 x g Anzahl pro Karton: 50 Menge: 50/Cs. Anzahl pro Packung: 1 Kennzeichnung: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Anzahl Wells: 96 Produktlinie: Abgene™ Verpackung: 50 Kartons Typ: -Well Platte Format: Standard Wellform: Quadratisch Unit Size: Case of 50

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AG-0009
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

