



## Thermo Scientific Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits Ersetzen Sie verbrauchte, veraltete oder anderweitig ineffektive Kartuschen durch Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits. Beschreibung: Kartuschensatz für E-Pure mit 4 Einsätzen, Speisung mit vorbehandeltem Wasser, frei von organischen Stoffen Zur Verwendung mit (Geräte): Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung, ORGANICfree Typ: Kartuschenkit Speisewasserquelle: Konus Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-3754
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

