



## Thermo Scientific CW3 Zellwaschrotoren

### Artikelbilder

### Beschreibung

CW3 Zellwaschrotoren Gründliches, reproduzierbares Waschen von Blutzellen mit 12 oder 24 Röhrchen pro Lauf mit den Thermo Scientific™ CW3 Zellwaschrotoren. Beschreibung: 12-place Rotor Assembly with Distributor Material: Stainless Steel Typ: Fixed Angle Rotor Fassungsvermögen: 12 Tubes Max. RZB: 1.180 x g (Zentrifuge), 190 x g (Wäscher) Max. Geschwindigkeit: 3.000 U/min (Zentrifuge), 200 U/min (Wäscher), 350 bis 500 U/min (Dekantierer) Radius (metrisch): 117 mm Max. Schlauchlänge: 75 mm Max. Röhrchendurchmesser: 12 oder 10 mm Zur Verwendung mit (Geräte): CW3 Cell Washer Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr.           | LD-1815           |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |

