



Thermo Scientific Cimarec Biosystem 40B-Steuerung

Artikelbilder

Beschreibung

Cimarec Biosystem 40B-Steuerung Thermo Scientific Cimarec Biosystem 40B-Steuerungen ermöglichen die Synchronlaufüberwachung von zwei Rührern. Elektrische Anforderungen: 230 V Beschreibung: Biomodul 40B Controller 230V China Typ: Stirrer Controller (Dual) Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-8643
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

