



# Thermo Scientific CryoBox™ Tiefkühlgestelle

## Artikelbilder

## Beschreibung

CryoBox™ Tiefkühlgestelle Praktische Aufbewahrung von Standardkryoboxen mit diesen Tiefkühlgestellen aus beständigem Edelstahl oder Aluminium, die in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen passen. Bauweise/Design: Vertical Abmessungen (L x B x H): 5.625 x 26.5 x 5.531 in. (14.3 x 67 x 14 cm) Aufnahmevermögen: 12 CryoBoxes/Rack Typ: Cryogenic Box Storage Rack, Vertical Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr.           | FE-0689           |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |
| VGKL Nummer        | 290036700         |

