



Thermo Scientific CryoMed Racks

Artikelbilder

Beschreibung

CryoMed Racks Zur Verwendung mit Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung Beschreibung: 162 Canes , 5 bis 6 Ampullen / Cane Zur Verwendung mit (Geräte): CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458 Aufnahmevermögen: 162 Strohhalme, 5 bis 6 Ampullen/Strohalm Typ: Einfrierrack für Strohhalme Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0760
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

