



Thermo Scientific CryoMed Racks

Artikelbilder

Beschreibung

CryoMed Racks Zur Verwendung mit Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung Beschreibung: Fünf 1,2 ml/2 ml-Kryogestelle (klein) Zur Verwendung mit (Geräte): Alle CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung Aufnahmevermögen: Fünf 1,2 ml/2 ml-Kryogestelle (klein) Typ: Halter für Röhrchengestell Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0807
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

