



Thermo Scientific CryoMed Racks

Artikelbilder

Beschreibung

CryoMed Racks Zur Verwendung mit Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung Beschreibung: 76 4/5 ml-Ampullen Zur Verwendung mit (Geräte): Alle CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung Aufnahmevermögen: 76 4/5 ml-Ampullen Typ: Fläschchengestell (klein) Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0810
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

