



## Thermo Scientific CryoMed Racks

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

CryoMed Racks Zur Verwendung mit Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung Beschreibung: 72 Pakete ( 3-Ebene) Zur Verwendung mit (Geräte): All CryoMed controlled-rate freezers Aufnahmevermögen: 72 Packets (3 level) Typ: Haut -Rack Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-0762
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

