



Thermo Scientific CryoMed Sensoren

Artikelbilder

Beschreibung

CryoMed Sensoren Für Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung. Beschreibung: Thermocouple Sensor Steckertyp: Male Zur Verwendung mit (Geräte): 0,062 Mantel Fläschchen Probe Typ: Thermocouple Sensor Aufnahmevermögen: Cryo Tube, Sheath Straw, Vial Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0793
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

