



Thermo Scientific CryoMed Sensoren

Artikelbilder

Beschreibung

CryoMed Sensoren Für Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung. Beschreibung: Thermocouple Sensor Kapazität (angloamerikanisch): 0,0001 cu. ft. Kapazität (metrisch): 5 mL Steckertyp: Männlich Zur Verwendung mit (Geräte): Für 4.0/5.0 Kryo Rohr in CryoMed Typ: Thermocouple Sensor Aufnahmevermögen: Kryoröhrchen, ummantelte Halme, Fläschchen Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0786
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

