



Thermo Scientific Datenscheiber für Ultratiefkühlgeräte

Artikelbilder

Beschreibung

Datenscheiber für Ultratiefkühlgeräte Zeichnen Sie einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf. Beschreibung: Inkless Chart Recorder, Factory installed Temperaturbereich: -150 °C Kapazität (angloamerikanisch): 14,9 cu. ft. Kapazität (metrisch): 421,9 L Zur Verwendung mit (Geräte): TSX Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger) Typ: 6 in. (15,2 cm) -Schreiber Überwachungsoptionen: Schriftführer Statische Rückhaltezeit: 7 Tage Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-5613
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

