



## Thermo Scientific Datenscheiber für Ultratiefkühlgeräte

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Datenschreiber für Ultratiefkühlgeräte Zeichnen Sie einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf. Beschreibung: Tintenlosen Tabelle Papier ( Packung mit 50 Temperaturbereich: -150 °C Zur Verwendung mit (Geräte): Formatrade; 900 Zur Verwendung mit (Geräte): HERAfreezetrade; HFU-B Zur Verwendung mit (Geräte): Revcotrade; ExF/DxF Zur Verwendung mit (Geräte): TSE/TSD Series Typ: Chart Recorder Paper Überwachungsoptionen: Schriftführer Statische Rückhaltezeit: 7 Tage Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-0172
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

