



Thermo Scientific Deionisierungskartuschen

Artikelbilder

Beschreibung

Deionisierungskartuschen Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific Barnstead Wassersysteme. Beschreibung: Kartusche für Macropure, Vorbehandlung; makroretikular, Aktivkohle; groß Zur Verwendung mit (Anwendung): Vorbehandlung/Macropure Zur Verwendung mit (Geräte): B-Puretrade; Typ: Deionisierungskartusche Fassungsvermögen: 2000 Gallone. Harztyp: Macroreticular, Activated Carbon Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3695
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

