



Thermo Scientific Deionisierungskartuschen

Artikelbilder

Beschreibung

Deionisierungskartuschen Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific Barnstead Wassersysteme. Beschreibung: Cartridge for anion removal; strong anion exchange; full size Zur Verwendung mit (Anwendung): Anionenentfernung Zur Verwendung mit (Geräte): Bantamtrade; Deionisierungsgerät, B-Puretrade; Typ: Deionisierungskartusche Fassungsvermögen: 1680 grains Harztyp: Strong Anion Exchange Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3687
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

