



Thermo Scientific Deionisierungskartuschen

Artikelbilder

Beschreibung

Deionisierungskartuschen Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific Barnstead Wassersysteme. Zur Verwendung mit (Anwendung): Entfernung von organischen Stoffen Zur Verwendung mit (Geräte): Bantamtrade; Deionisierungsgerät, B-Puretrade; Typ: Deionisierungskartusche Fassungsvermögen: 5000 Gallone. Harztyp: Activated Carbon Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3691
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

