



Thermo Scientific Deionisierungskartuschen

Artikelbilder

Beschreibung

Deionisierungskartuschen Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific Barnstead Wassersysteme. Beschreibung: Kartusche für Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe; Mischbett, Aktivkohle; volle Größe Zur Verwendung mit (Anwendung): Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe Zur Verwendung mit (Geräte): Bantamtrade; Deionisierungsgerät, B-Puretrade; Typ: Deionisierungskartusche Fassungsvermögen: 785 Salzkörner / 3.800 l Harztyp: Mischbett, Aktivkohle Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3693
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

