



## Thermo Scientific Deionisierungskartuschen

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Deionisierungskartuschen Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific Barnstead Wassersysteme. Zur Verwendung mit (Geräte): Bantamtrade; Deionisierungsgerät, B-Puretrade; Typ: Deionisierungskartusche Fassungsvermögen: 875 Körner Harztyp: Mischbett Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-3689
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

