



Thermo Scientific DualSpin Rotorkörper

Artikelbilder

Beschreibung

DualSpin Rotorkörper Führen Sie Läufe mit gängigen klinischen IVD-Blutröhrchen, Gelröhrchen, 10 ml-Standardspritzen und 15 ml-Röhrchen mit dem Thermo Scientific DualSpin-Rotor durch. Material: Leichter Verbundstoff Typ: Rotorgehäuse Zur Verwendung mit (Geräte): accuSpintrade; 8C Tisch-Zentrifuge Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2451
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

