



Thermo Scientific DualSpin™ Rotor

Artikelbilder

Beschreibung

DualSpin™ Rotor Führen Sie routinemäßige klinische und biowissenschaftliche Trennungen mit diesem einzigartigen Hybridrotor mit 2-in-1-Hybriddesign durch. Typ: 2-in-1 Fixed Angle and Swinging Bucket Fassungsvermögen: 8 x 15 ml (Festwinkel) 8 x 10 ml (Ausschwingbecher) Max. RZB: 3.114 x g (Festwinkel) 3.490 x g (Ausschwingbecher) Max. Geschwindigkeit: 300 bis 4.900 U/min, einstellbar in Schritten von 100 U/min Radius (metrisch): 116/37 mm Festwinkel-, 130/42 mm Ausschwingbecher Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Medifuge Zentrifuge Winkel: 45° Fest-, 12 bis 87°-Ausschwing-Becher Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2450
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

