



Thermo Scientific Easy Pierce Heißsiegelfolie

Artikelbilder

Beschreibung

Easy Pierce Heißsiegelfolie Ideal für das Verwalten chemischer Verbindungen und Hochdurchsatz-Screening-Anwendungen Farbe: Foil Beschreibung: EasyPierce 20µm Thin Foil; 85x135mm Typ: Folie, Dichtung oder Applikator Zur Verwendung mit (Anwendung): Ideal for compound management and high throughput screening applications, suitable for PCR Produktlinie: Abgene Haftmittel: Polypropylene; Multiple seals can be applied over existing seal Durchstechbar: Ja Temperaturbereich (metrisch): -80 °C° bis +80 °C° Plate Compatibility: Polypropylene, Polyethylene Solvent Or Alcohol Resistant: DMSO Inkubationsbedingungen: General Abziehbar: Yes Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0465
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

