



Thermo Scientific Easy Pierce Heißsiegelfolie

Artikelbilder

Beschreibung

Easy Pierce Heißsiegelfolie Ideal für das Verwalten chemischer Verbindungen und Hochdurchsatz-Screening-Anwendungen Farbe: Folie Beschreibung: Easy Peel film laminate, 85 x 135 mm Typ: Folie, Dichtung oder Applikator Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 100 Zur Verwendung mit (Anwendung): Ideal für die Langzeitlagerung bei niedrigen Temperaturen; PCR Produktlinie: ABgene Haftmittel: Polypropylen; bildet Schweißdichtung mit Polyethylen-Platten, Dichtung kann mehrmals aufgetragen, entfernt und eine neue Dichtung aufgetragen werden Temperaturbereich (metrisch): -200 °C bis +90 °C, -200 °C bis +120 °C bei ausreichendem Druck Plate Compatibility: Polypropylen, Polyethylen, Cyclic Olefin Copolymer Zur Verwendung mit: AB-1443A Solvent Or Alcohol Resistant: DMSO nur bei niedrigen Temperaturen Inkubationsbedingungen: Allgemein Abziehbar: Ja Unit Size: Case of,100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0430
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

