



Thermo Scientific Easy Pierce Heißsiegelfolie

Artikelbilder

Beschreibung

Easy Pierce Heißsiegelfolie Ideal für das Verwalten chemischer Verbindungen und Hochdurchsatz-Screening-Anwendungen Farbe: Foil
Beschreibung: Easy Pierce Foil, 85x135mm Typ: Heat Seal Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 100 Zur Verwendung mit
(Anwendung): PCR; Ideal for compound management and high throughput screening applications Produktlinie: Abgene Haftmittel:
Polypropylene Durchstechbar: Yes; Well suited for 384-well formats where piercing is a useful method for sample retrieval, second
seal can be applied over existing seal Temperaturbereich (metrisch): -80 ° bis +80 ° C Plate Compatibility: Polypropylene, Polyethylene
Dimensions (LxW): 135 x 85 mm Zur Verwendung mit: ALPS ALPS 25 und 50V Solvent Or Alcohol Resistant: DMSO
Inkubationsbedingungen: General Abziehbar: Yes Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0431
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

