



Thermo Scientific Easy Pierce Heißsiegelfolie

Artikelbilder

Beschreibung

Easy Pierce Heißsiegelfolie Ideal für das Verwalten chemischer Verbindungen und Hochdurchsatz-Screening-Anwendungen
Beschreibung: Clear Seal Strong, Polyester, 125x78mm Material: Polyester Typ: Heat Seal Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 100 Zur Verwendung mit (Anwendung): PCR; qPCR; ELISA; Can be used for storage or disposal of hazardous materials Produktlinie: Abgene Haftmittel: Polypropylene Durchstechbar: No Temperaturbereich (metrisch): -80 ° bis +120 ° C Plate Compatibility: Polypropylene Dimensions (LxW): 85 x 135 mm Zur Verwendung mit: ALPS ALPS 25 und 50V Solvent Or Alcohol Resistant: DMSO; Good solvent resistance Inkubationsbedingungen: General Abziehbar: Weld seal cannot be peeled or pierced Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0428
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

