



Thermo Scientific Eutech EcoTestr Salztester

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech EcoTestr Salztester Messen Sie den Salzgehalt mit dem Eutech EcoTestr Salz wirtschaftlich und schnell Genauigkeit (Salinität): plusmn;1% des Maximalwerts (plusmn;2 % über 5 ppt) Akkutyp: 4 x 1,5 V A76 Mikro-Alkaline Kalibrierpunkte: 1 (Digital, Drucktaste) Beschreibung: Wasserfestes EcoTestr-Salz Abmessungen (L x B x H): 24.5 cm x 13.5 cm x 4.5 cm (Box) Enthält: Haltefunktion, Abschaltautomatik 8.5 Minuten nach dem letzten Tastendruck Hauptspeicher: Ja, nicht flüchtig Auflösung (Salinität): 0.1 ppt TDS-Faktor-Bereich: Nichtlineare Kompensation Temperaturkompensation: Automatisch Displaytyp: LCD-3.5 Ziffer mit Anzeige IP-Bewertung: IP67 Wasserdicht Measurement Modes: Salinität Bereich (Salinität): bis 10.00 ppt Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3903
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

