



Thermo Scientific Eutech KCI-Kalibrierlösung

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech KCI-Kalibrierlösung Nutzen Sie unsere große Auswahl an Eutech Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierungen und Lösungen Menge: 60mL Beschreibung: 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ KCI Calibration Solution Zur Verwendung mit (Geräte): Conductivity meters and electrodes Lösungstyp: Calibration Solution Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0029
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

