



Thermo Scientific Eutech KCl-Kalibrierlösung

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech KCl-Kalibrierlösung Nutzen Sie unsere große Auswahl an Eutech Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierungen und Lösungen Menge: 480 ml Beschreibung: 100 µS/cm KCl Kalibrierlösung Zur Verwendung mit (Geräte): Leitfähigkeitsmessgeräte und Elektroden Lösungstyp: Calibration Solution Typ: Conductivity Standard Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3823
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

