



## Thermo Scientific Eutech KCl-Kalibrierlösung

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Eutech KCl-Kalibrierlösung Nutzen Sie unsere große Auswahl an Eutech Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierungen und Lösungen Menge: 480 ml Beschreibung: 12.88 mS/cm KCl-Kalibrierlösung Zur Verwendung mit (Geräte): Leitfähigkeitsmessgeräte und Elektroden Lösungstyp: Calibration Solution Typ: Conductivity Standard Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-3826
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

