



## Thermo Scientific Eutech KCl-Kalibrierlösung

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Eutech KCl-Kalibrierlösung Nutzen Sie unsere große Auswahl an Eutech Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierungen und Lösungen Menge: 480mL Beschreibung: 2764 µmS/cm KCl calibration solution Zur Verwendung mit (Anwendung): Kostengünstig und praktisch in der Anwendung Zur Verwendung mit (Geräte): Conductivity meters and electrodes Lösungstyp: Calibration Solution Typ: Conductivity Standard Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-3831
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

