



Thermo Scientific Eutech KCI-Kalibrierlösung

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech KCI-Kalibrierlösung Nutzen Sie unsere große Auswahl an Eutech Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierungen und Lösungen pH: 7 Siedepunkt: 102.4deg;C Farbe: Farblos Menge: 480 ml Beschreibung: 1413 mu;S/cm KCI Kalibrierlösung Zur Verwendung mit (Anwendung): Wirtschaftlich und praktisch für die Verwendung im Labor. Zur Verwendung mit (Geräte): Leitfähigkeitsmessgeräte und Elektroden Lösungstyp: Calibration Solution Typ: Conductivity Standard Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3828
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

