



Thermo Scientific Eutech TDSTestr11+ Multibereich-TDS-Prüfgerät

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech TDSTestr11+ Multibereich-TDS-Prüfgerät Für schnelle und präzise TDS-Messungen vor Ort, in Labors und in Schulen.
Measurement Modes: TDS mit Temperatur Bereich (TDS): 0 ppm bis 100 ppm, 0 ppm bis 1.000 ppm, 0 ppt bis 10 ppt
Temperaturbereich (metrisch): 0 °C° bis 50 °C° Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-5262
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

