



Thermo Scientific Eutech TN-100 Turbidimeter

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech TN-100 Turbidimeter Lightweight and waterproof for turbidity measurements Genauigkeit: lt; 0.1 NTU for 0.02 NTU standard; plusmn;2 % of reading plusmn;1 digit for 0 to 500 NTU; plusmn;3 % of reading plusmn;1 digit for 501 to 2000 NTU Kalibrierungsart: Up to 4 points Abmessungen (L x B x H): Meter: 15.5 x 6.8 x 4.6 cm; Boxed: 35.5 x 16.5 x 10.5 cm Bereich: 0 to 2000 NTU Lichtquelle: Infrared-emitting diode (850 nm wavelength) Produkttyp: Turbidity Meter Auflösung: 0.01 NTU (0 to 19.99 NTU); 0.1 NTU (20.0 to 99.9 NTU); 1 NTU (100 to 2000 NTU) Automatische Bereichswahl: 0.01 to 19.99 NTU; 20.0 to 99.9 NTU; 100 to 2000 NTU Akkulaufzeit: 1200 Tests Akkutyp: 4 x 1.5 V 'AAA' alkaline batteries (1200 readings) Beschreibung: Waterproof TN-100 handheld turbidimeter with set of 4 calibration standards (800, 100, 20.0 0.02 NTU), set of 7 sample vials, lint-free cloth, silicone oil, batteries, and hard carrying case Optionale Kalibrierstandards: 0.02 NTU, 20.0 NTU, 100 NTU, 800 NTU Reaktionszeit: lt; 6 secs for full step change Probengröße: 10mL Betriebstemperatur (metrisch): 0 to 50 deg;C IP-Bewertung: IP 67 Gewicht (metrisch): Meter: 200g; Boxed: 1,16 0g Gewährleistung: 3 Years Methoden mit EPA-Zulassung: Non-formazin Standard Methoden mit ISO-Zulassung: ISO 7027 Zertifizierung/Konformität: FCC part 15 class A, TUV 3 in 1, CE, RoHS Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3969
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

